

Dr. med. Thomas Lehmann
Dr. med. Ueli Studer
PD Dr. med. Hans Rudolf Ziswiler
Rheumatologie und Innere Medizin FMH

Mesure de la densité osseuse (DXA)

Chère patiente, cher patient,

Votre médecin vous a annoncé pour une analyse de l'ostéoporose y compris une densitométrie osseuse. Voici les informations plus importantes.

Avant la mesure/préparation

- Préparez votre carte d'assurance maladie et votre liste de médicaments, svp.
- Prise d'un historique médical de la densité osseuse et Saisir cliniquement les facteurs à risques de l'ostéoporose
- Mesure de la taille et du poids actuels
- Les vêtements comportant des parties métalliques (fermeture éclair, boutons métalliques, appliqués, fermeture de soutien-gorge) ainsi que tout piercing au nombril doivent être retirés pour l'examen. Les vêtements légers de dessus et les pantalons/jupes sans fermeture éclair et boutons métalliques ne doivent pas être enlevés pour la mesure.

Déroulement de la mesure de la densité osseuse (en position couchée):

- La mesure dure environ 15 à 25 minutes et n'est pas douloureuse. L'appareil est ouvert et visible de tous les côtés. Un scanner étroit passe sur votre corps à une distance d'environ 20 cm. Pendant la mesure, il est important de rester très calme.
- En fonction de votre inscription, vous recevrez les résultats immédiatement après lors d'une consultation avec nos rhumatologues/ostéologues ou avec votre médecin de famille/médecin traitant.

Mars 2020